



INSTRUÇÕES DE USO

NEBULIZADOR COMPLETO BESMED

PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR, DESTRUIR APÓS O USO.



PN-1120D-1 e PN-1122D-1

Indicações

Os nebulizadores Besmed são destinados a administração de soro fisiológico ou medicamentos, para fluidificação de secreções das vias respiratórias e alívio do broncoespasmo.

Princípio de Funcionamento

Os nebulizadores Besmed são destinados a administração de soro fisiológico ou medicamentos, para fluidificação de secreções das vias respiratórias e alívio do broncoespasmo. Transforma a solução a ser inalada (soro fisiológico ou água destilada) em pequenas partículas homogêneas, permitindo que a névoa atinja profundamente as vias aéreas inferiores dos pulmões. Garantindo um total aproveitamento do medicamento ao nível dos alvéolos pulmonares, proporcionando uma rápida absorção pela corrente sanguínea e um imediato alívio da crise respiratória.

Composição

Máscara: PVC

Modelos:

PN-1120D-1 Nebulizador Adulto

PN-1122D-1 Nebulizador Infantil



Modo de uso

1. Afixar o sistema de tubulações ou nebulizador à máscara.
2. Posicione a máscara no rosto do paciente, cobrindo a boca e o nariz.
3. Passe a tira elástica sobre a cabeça do paciente e as orelhas.
4. Ajuste a tira para segurar a máscara.
5. Ajuste a peça de metal macio na face do pacientes.

Condições de Armazenamento e Transporte

Manter em local seco e temperatura de -40° a 60°C e umidade relativa de 61 a 90%.

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos. Transportar a temperatura de -18° a 50°C.

Advertências e Precauções

PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR, DESTRUIR APÓS O USO.

Ao manusear o produto use o método apropriado para evitar danos ou perdas.

Manter longe do fogo, fagulhas e calor.

Observar os símbolos das condições de armazenagem na embalagem de embarque.

ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste produto, consulte a J.G.Moriya para maiores esclarecimentos. Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos. A não observância destas condições será considerada mau uso do produto.

Fabricante:

Besmed Health Business Corp.
5F, No. 12, Wu-Chun 7th Rd., Wu-Ku Hsiang,
Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsein,
Taiwan, República Popular da China.

Distribuidor:

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.
Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04225-050
Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943
CNPJ: 67.882.621/0001-17
Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya - CREA n.º 060028.9359/D

Cadastro ANVISA nº: 10349590096

“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”