

## INSTRUÇÕES DE USO

### BALÃO DE SILICONE



J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.  
Rua Colorado, 291 – Vila Carioca – Ipiranga – São Paulo – SP  
CEP 04225-050 – Telefones: (11) 2914.9716/2273.4313 – Fax: (11) 2914.1943  
C.N.P.J. 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual 113.497.753.111  
Registro no Ministério da Saúde: 10349590067  
Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya  
CREA 0600289359/D

#### Atenção:

Para o total aproveitamento e conservação de seu Dispositivo de Anestesia, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. E qualquer dúvida contacte a Assistência Técnica da J.G.Moriya.

#### Indicação de Uso

O Balão de Silicone é destinado ao uso em um circuito de respiração como reservatório de gás e para auxiliar, controlar ou monitorar um paciente na ventilação. Destina-se a canalizar os gases para o efeito de administração no corpo, é usado para conectar a um dispositivo médico ativo.

#### Modo de Uso do Produto

1. O médico deverá escolher o tamanho do produto de acordo com a técnica e carência do paciente.
2. Esterilizar o balão.
3. Conecte o balão no circuito respiratório e este no equipamento (produtos adquiridos e registrados separadamente).

#### Especificações Técnicas

Modelos	PN-6005	PN-6010	PN-6020	PN-6030
Volume	0.5 l	1.0 l	2.0 l	3.0 l
Conector	Amarelo	Cinza	Azul	Verde

#### Condições de Armazenamento e Operação

Temperatura de Armazenamento: -40°C to 60°C

Temperatura de Conservação: -18°C to 50°C

#### Validade

5 anos a partir da data de fabricação.

### Esterilização/Reesterilização

- Esterilizar o produto antes do uso.
- O Balão de Silicone pode ser reutilizável. Ele pode ser reesterilizado em Autoclave com temperatura até 121°C.
- Secar todos os componentes após a esterilização.

O produto não possui um número de reesterilização ou uso possíveis, porém, o fabricante recomenda que antes de cada utilização é necessário verificar se não existem sinais de danos ou deteriorização que podem afetar o funcionamento do produto. Se o produto apresentar fissura, rachados, perda de elasticidade, ficar pegajoso ou perder a cor ao toque, sua utilização já não é mais segura e o mesmo deverá ser substituído.

<b>Fabricante:</b> Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd., Wu-Ku Ind. Park, Taipei Taiwan	<b>Distribuidor no Brasil:</b> JG Moriya Representação Importadora Exportadora Comercial Ltda Rua Colorado 279/291 - Vila Carioca CEP: 04225-050 São Paulo - SP
--	--

### Garantia

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegura ao proprietário-consumidor do equipamento aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação desde que constatado por técnico autorizado pela J.G.Moriya, pelo prazo de 365 dias para o equipamento, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela J.G. Moriya.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho (ida e volta).

### ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR



J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.  
Rua Colorado, 291 – Vila Carioca - Ipiranga  
CEP 04225-050 - São Paulo - SP

Tel.: 11.2914.9716 / 2273.4313 Fax.: 11.2914.1943 E-mail: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)  
CNPJ: 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual: 113.497.753.111

Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde  
Cadastro no Ministério da Saúde Número: 10349590067  
Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya  
CREA 0600289359/D

Para poder usufruir com segurança da garantia do seu Balão de Silicone é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail ([jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)) ou correio.

#### FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Nome Completo/Razão Social: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Endereço Completo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CEP/Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefones para Contato: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

R.G./Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

C.P.F./C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Qual produto foi adquirido: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De qual empresa adquiriu o produto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Qual número de série ou representação numérica do código de barras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_