

## **Instruções de uso**

---

### **Máscara para Macronebulizador Besmed**

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, não instale ou opere este equipamento sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste equipamento, consulte a J.G. Moriya Ltda. Este equipamento somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

#### **Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116**

#### **Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117**

#### **Nota de Propriedade!**

As informações contidas neste documento são de propriedade da J.G. Moriya e não podem ser duplicadas em parte ou em sua totalidade sem autorização por escrito da J.G. Moriya. Até a data desta publicação, todos os esforços foram feitos para que as informações contidas neste manual sejam as mais precisas possíveis. Entretanto, nenhuma garantia é dada de que este manual esteja livre de erros.

A J.G. Moriya reserva-se o direito de fazer as alterações que julgar necessárias no manual ou no produto sem qualquer aviso prévio.

#### **Atenção!!!**

Para total aproveitamento e conservação de sua Máscara para Macronebulizador Besmed, leia cuidadosamente as informações contidas neste manual. E qualquer dúvida contate a Assistência Técnica da J.G. Moriya.

Para sua segurança e de outros não instale ou opere este equipamento sem antes ler e entender as instruções contidas neste manual. Caso não entenda totalmente estas instruções, consulte a J.G. Moriya Ltda. para maiores esclarecimentos. Este equipamento só deve ser manuseado por pessoas devidamente capacitadas. A não observância das regras de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

#### **Indicação de Uso**

A Máscara para Macronebulizador Besmed é indicada para administrar oxigênio para pacientes.

É indicado para canalizar os gases para fins de administração no corpo, é usado para conectar a um dispositivo médico ativo.

#### **Preparação para Uso**

- Não limpar ou reutilizar a Máscara para Macronebulizador Besmed.
- Nunca use a para Macronebulizador Besmed ou qualquer um de seus acessórios que estejam danificados de diversas maneiras.

## **Instruções de Uso**

1. Anexar uma extremidade do tubo de abastecimento de oxigênio para travar a entrada da máscara.
2. Definir o fluxo de oxigênio ao nível prescrito pelo médico.
3. Colocar a máscara na face do paciente cobrindo tanto a boca como o
4. Ajuste a tensão na fita para fixar a máscara na face do paciente.
5. Ajustar a peça nasal de metais leves à face do paciente.

## **Cuidados**

- Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar o produto.
- Este produto somente deve ser utilizado por pessoal autorizado e treinando.

## **NÃO ESTÉRIL. O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO**

## **Características Técnicas**

### **Condições de Operação e Armazenamento**

Temperatura de Armazenamento: -40°C até 60°C

Temperatura de Operação: -18°C até 50°C

A embalagem em que o produto é disponibilizado é lacrada, garantindo um produto com perfeitas condições sanitárias, não havendo necessidade de desinfetar, limpar ou esterilizar o produto antes do uso.

### **Descrição do Produto**

A Máscara de oxigênio BESMED é uma máscara para ser colocado acima das vias nasais do paciente, boca ou por traqueostomia para administrar oxigênio ou aerossóis.

### **Composição**

Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116 – PVC e PP

Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117 – PVC e PP

Produtos livres de látex.

## Informações Gráficas



Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117 – PVC e PP

Para a Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116 a única alteração é o diâmetro do conector que é de 6 mm.

## Garantia do Equipamento

### TERMO DE GARANTIA LEGAL

(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990).

A empresa J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990, por meio deste instrumento legal, garante o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º. do Artigo da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais ou equipamentos em questão.

Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação, descritas no Manual de Instruções de Uso.

As partes e peças que venham a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou equipamentos, não estarão cobertos por este Termo Legal de Garantia, se o vício for reclamado após o prazo regular determinado pelo fabricante para substituição desses itens.

### Fabricante e Distribuidor no Exterior:

Besmed Health Business Corp.  
5F, No. 12, Wu-Chun 7<sup>th</sup> Rd., Wu-Ku Hsiang  
Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsein,  
Taiwan

Distribuidor e Importador:

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Rua Colorado, 291 – Vila Carioca

CEP 04225-050 - São Paulo - SP

Tel.: 11.6914.9716 E-mail: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)

CNPJ: 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual: 113.497.753.111

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya CREA-SP 28935

Prazo de Validade: Indeterminado

**Cadastro ANVISA nº: 10349590074**

DECLARADO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA

Revisão 00 de 04 de Agosto de 2009.