

INSTRUÇÕES DE USO

MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA BESMED

(Máscaras)



PN-1113A e PN-1114A



PN-1113 e PN-1114

Indicações

A Máscara de Traqueostomia Besmed é um dispositivo colocado sobre a traqueostomia do paciente para administrar oxigênio ou aerossóis. Para traqueostomia e laringectomia aerossol terapia. O tubo conector gira 360 graus e comporta tubo ondulado de 22mm.

Princípio de Funcionamento

A Máscara de Traqueostomia Besmed é utilizada para administrar oxigênio ou aerossóis para pacientes.

É destinado a canalizar gases com o propósito de administração no corpo, ele é usado para se conectar a um dispositivo médico ativo.

Composição

Máscara: Cloreto de Polivinila

Conector: Polipropileno

Modelos:

PN-1113 Máscara de Traqueostomia Adulto, conector 22mm

PN-1113A Máscara de Traqueostomia Adulto, conector 6mm

PN-1114 Máscara de Traqueostomia Infantil, conector 22mm

PN-1114A Máscara de Traqueostomia Infantil conector 6mm

Modo de uso

1. Conecte o tubo de oxigênio não fornecido entre a máscara e a entrada do gás.



2. A entrada da máscara gira 360 ° para posicionar a tubulação em pacientes imóveis ou na vertical.
3. Defina o gás para o bom fluxo e verifique se há fluxo de gás através do dispositivo.
4. Posicione a cinta elástica por trás do pescoço.
5. Delicadamente, puxe as extremidades da alça até que a máscara fique segura.
6. Ao utilizar sucção, afrouxe a máscara e solte-a fora da área de trabalho.

Condições de Armazenamento e Transporte

Manter em local seco e temperatura de -40° a 60°C e umidade relativa de 61 a 90%.

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos. Transportar a temperatura de -18° a 50°C.

Advertências e Precauções

PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR, DESTRUIR APÓS O USO.

Ao manusear o produto use o método apropriado para evitar danos ou perdas.

Manter longe do fogo, fagulhas e calor.

Observar os símbolos das condições de armazenagem na embalagem de embarque.

ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste produto, consulte a J.G.Moriya para maiores esclarecimentos. Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos. A não observância destas condições será considerada mau uso do produto.

Fabricante:

Besmed Health Business Corp.
5F, No. 12, Wu-Chun 7th Rd., Wu-Ku Hsiang,
Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsein - Taiwan, República Popular da China.

Distribuidor:

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.
Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga – São Paulo – SP - CEP 04225-050
Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943 - CNPJ: 67.882.621/0001-17
Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya - CREA n.º 060028.9359/D

Cadastro ANVISA nº: 10349590093

“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”