

Instruções de Uso – Flexível

Fabricante, Distribuidor e Assistência Técnica:

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Endereço: Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga – São Paulo - SP

CEP 04225-050 - Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943

CNPJ: 67.882.621/0001-17

Autorização/MS - 1.03.495-9

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya

Autarquia profissional: CREA n.º 060028.9359/D

e-mail: www.jgmoriya.com.br - **site:** jgmoriya@jgmoriya.com.br

Os Flexíveis da J.G. Moriya foram concebidos e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia.

Precauções antes de começar a usar o Flexível:

- ✓ Nunca exceda a pressão máxima de trabalho 20.700 kPa.
- ✓ Nunca diminuir o raio de curvatura do Flexível em mais de 51 mm, isso pode causar quebra da malha e conseqüentemente ruptura do flexível.
- ✓ Não tente operar o Flexível sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. O Flexível só poderá ser utilizado se acoplado a um cilindro e após conferir se está adequado ao gás que irá passar por ele.
- ✓ Não utilize o Flexível se constatado vazamento.
- ✓ Não fume na área onde o flexível é utilizado.
- ✓ Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o oxigênio, sob risco de explosão. Os equipamentos que utilizam oxigênio não podem ser lubrificados.
- ✓ Não tente fazer qualquer reparo nos Flexíveis. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- ✓ Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de assistência técnica J.G. Moriya.
- ✓ Não utilize o flexível para qualquer outra atividade que não indicada para J.G. Moriya.

- ✓ A não observância destas precauções será considerada mau uso do equipamento.

- ✓ Deve estar antes de tudo em perfeitas condições de funcionamento;

Após certificar que todas as precauções estão sendo tomadas:

- ✓ Conecte o flexível ao cilindro, certificando-se de que está firmemente fixado.
- ✓ Após certificar que o flexível está todo interligado entre a válvula do cilindro e o bloco central, verificando através do manômetro de monitoramento de pressão do gás, abra vagarosamente a válvula do cilindro.
- ✓ Verifique se existem vazamentos, caso existam refaça as operações anteriores.

Caso o problema persista, contate a assistência técnica da J.G.Moriya.

Especificações Técnica

Diâmetro interno:	3/16"	= 5 mm
Diâmetro externo:	5/16"	= 8 mm
Pressão de trabalho máx.	3000 psi	= 20.700 kPa
Raio de curvatura mín.		= 51 mm

Limpeza

Não utilize álcool, álcool isopropílico, desengordurante, ou produtos similares para limpar, estes produtos danificam o produto diminuindo assim a sua vida útil. Verifique a existência de vazamentos, como citado na seção precauções, antes da primeira utilização e periodicamente.

Manutenção Corretiva

Ao notar que o equipamento apresente qualquer tipo de dano que possa comprometer a qualidade, não utilize o produto, encaminhando para o serviço de assistência técnica da J.G. Moriya. Em caso de dúvida, consulte a JG MORIYA.