



ResMed

ResMed **Air** Solutions

sono eccellente



um novo início
com um sono excelente

[ResMed.com/AirSolutions](https://www.ResMed.com/AirSolutions)

Com as ResMed Air Solutions, você descobrirá que nunca foi tão fácil ter uma boa noite de sono. Nossa nova série de máscaras, dispositivos e tecnologias interagem perfeitamente, para que você possa ter o conforto e apoio de que precisa em todos os estágios de sua jornada na terapia do sono.





Conforto direto da caixa

Os dispositivos AirSense™ 10 e AirCurve™ 10 foram projetados para facilitar a terapia. Sem configurações ou menus complicados, basta pressionar Iniciar e pronto. Todos os dispositivos incluem o umidificador aquecido HumidAir™ integrado, para que você possa aproveitar os benefícios da umidificação em um sistema fácil de usar. E quando é usado com o tubo aquecido ClimateLineAir™ opcional, seu dispositivo foi projetado para entregar automaticamente a temperatura e a umidade ótimas para uma experiência de conforto máximo.

Em conjunto com a nova série de máscaras ResMed AirFit™, você sempre encontrará a combinação perfeita para você.

Escolha entre a máscara com almofadas nasais AirFit P10, a máscara nasal AirFit N10 ou a máscara facial AirFit F10 para uma solução leve e confortável, projetada para que a terapia seja fácil—não importando a opção que você escolher.

Um início confortável

O novo recurso AutoRamp™ com detecção de início do sono* ajuda a tornar a terapia confortável a partir do momento em que você liga o dispositivo. O AutoRamp fornece uma pressão baixa, para ajudar você a adormecer facilmente. Depois que detecta que você dormiu, aumenta confortavelmente a pressão, para garantir que o nível prescrito seja fornecido quando você precisar.

*Disponível apenas em dispositivos AirSense 10



Uma noite tranquila


Todos os dispositivos têm um sensor de luz ambiente, que ajusta o brilho da tela de acordo com a quantidade de luz no quarto. Portanto, se você se levantar à noite e precisar pausar a terapia, a tela permanecerá com luz tênue, para não incomodar seu parceiro. A luz de fundo da tela também desliga automaticamente para ajudar você a dormir de novo sem incômodo. Além disso, com o motor Easy-Breathe da ResMed integrado em todos os dispositivos, você e o seu parceiro podem desfrutar de um sono silencioso todas as noites.

Saiba mais em
[ResMed.com/AirSolutions](https://www.ResMed.com/AirSolutions)



Suporte personalizado

É como ter um técnico de sono personalizado: o myAir™, nosso novo programa online, fornece apoio durante todos os estágios de sua jornada de tratamento. Ao habilitar o acesso aos seus dados de terapia, permite que você monitore continuamente o seu progresso. Emails ou mensagens de texto também podem fornecer informações úteis e estímulo para apoiar você ao longo do caminho. À medida que conquista suas vitórias e comemora seus marcos com prêmios e distintivos, você mantém sua motivação para continuar progredindo.





Consulte a disponibilidade local

Distribuído por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EUA +1 858 836 5000 ou +1 800 424 0737 (ligação gratuita). Consulte ResMed.com para outros endereços da ResMed no mundo. AirCurve, AirFit, AirSense, AutoRamp, HumidAir e myAir são marcas comerciais da ResMed Ltd. ClimateLine é marca comercial da ResMed Ltd e encontra-se registrada no Registro de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. ©2014 ResMed. 1017884/1 2014-10

R_x only

ResMed.com/AirSolutions