

OTOSCÓPIOS MORIYA

Os **Otoscópios Moriya** são equipamentos precisos, eficientes e confiáveis, qualidades essenciais para médicos, enfermeiros, clínicas e hospitais que necessitam de instrumentos de alta qualidade.

Os **Otoscópios Moriya** contam com a tecnologia de fibra óptica e convencional para iluminação, utilizam pilhas regulares ou recarregáveis.



OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA

Otoscópio Fibra Óptica Mod. FMO-008-8320

- Iluminação: Lâmpada xenon (acompanha o produto)
- Alimentação: 2 pilhas AA (não acompanha o produto)
- 1 Porta Espéculos
- 1 Bolsa de proteção para transporte



Espéculos reutilizáveis:

- 1 Espéculo 2,5mm
- 1 Espéculo 3,0mm
- 1 Espéculo 4,0mm
- 1 Espéculo 5,0mm

Espéculos descartáveis:

- 5 Espéculos 2,5mm
- 5 Espéculos 4,0mm



OTOSCÓPIO CONVENCIONAL PROFISSIONAL

Otoscópio Convencional Mod. FMO-008-8110

- Iluminação: Lâmpada vácuo (acompanha o produto)
- Alimentação: 2 pilhas C (não acompanha o produto)
- 1 Bolsa de proteção para transporte



Espéculos reutilizáveis:

- 1 Espéculo c/ anel metálico 2,5mm *
- 1 Espéculo c/ anel metálico 3,5mm
- 1 Espéculo c/ anel metálico 4,5mm
- 1 Espéculo c/ anel metálico 5,5mm
- 1 Espéculo c/ anel metálico 6,0mm

* Espéculo montado junto com o otoscópio



MINI OTOSCÓPIO CONVENCIONAL

Mini Otoscópio Convencional Mod. FMO-008-8400

- Iluminação: Lâmpada vácuo (acompanha o produto)
- Alimentação: 2 pilhas AA (não acompanha o produto)
- 1 Porta Espéculos
- 1 Bolsa de proteção para transporte



Espéculos reutilizáveis:

- 1 Espéculo 2,5mm
- 1 Espéculo 3,0mm
- 1 Espéculo 4,0mm
- 1 Espéculo 5,0mm

Espéculos descartáveis:

- 5 Espéculos 2,5mm
- 5 Espéculos 4,0mm

	OTOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA MOD. FMO-008-8320	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL PROFISSIONAL MOD. FMO-008-8110	MINI OTOSCÓPIO CONVENCIONAL MOD. FMO-008-8400
Lâmpada	Xenon	Vácuo	Vácuo
Dimerizável	Não	Não	Sim
Espéculos (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0	2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.0	2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0
Voltagem	2.5 V	2.5 V	2.5 V
Alimentação	2 pilhas AA	2 pilhas C	2 pilhas AA
Porta Espéculos	Sim	Não	Sim
Bolsa de Proteção	Sim	Sim	Sim

Espéculos com anel metálico



3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm 6.0 mm

Espéculos reutilizáveis



2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm

Espéculos descartáveis



2.5 mm 4.0 mm



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
 Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP - Brazil
 Tel.: +55 11 2914-9716 - Fax: +55 11 2914-1943
 Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
 CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP - Brazil
 Tel.: +55 11 5573-9773 - Fax: +55 11 5549-9302
www.jgmoriya.com.br