

Termômetro Bluetooth Moriya

O **Termômetro Infravermelho com Bluetooth Moriya** é um equipamento preciso, eficiente e confiável, leitura instantânea com resultados em segundos, ideal para médicos, enfermeiros, clínicas e hospitais que necessitam de instrumentos de alta qualidade.

Características do Produto:

- Medição sem contato para maior segurança e higiene.
- Memória para até 32 medições detalhadas com hora / data.
- Medição rápida: resultado em cerca de 1 segundo.
- Distância de medição: < 3 cm
- Orientação do usuário por feixe infravermelho.
- Função de alarme de febre para indicar temperatura elevada.
- Indicador de febre.



Especificações Técnicas:

Método de medição: Infravermelho

Posição de medição: Detecção automática do corpo/superfície do objeto

Faixa de medição: Modo corporal: 34,0°C ~ 43,0°C

Precisão: entre 35,0°C ~ 42,0°C $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Indicador de faixa: 234,0°C (alto) e < 10,0°C (baixo)

Indicação de baixa energia: < 2.4 ± 0.4 símbolo da bateria pisca

Desligamento automático: 15 segundos

Dimensões: 140mm x 38mm x 33mm (C x L x A)

Peso: 50,0g (sem bateria)

Fonte de alimentação: 1,5V (2 pilhas AAA)

Ambiente de operação:

Temperatura de operação: 15,0°C ~ 40,0°C

Umidade relativa: 30% ~ 85%

Pressão atmosférica: 70kPa ~ 106kPa

Ambiente de transporte e armazenamento:

Temperatura: -20,0°C ~ 55,0°C

Umidade relativa: 15% ~ 93%

Pressão atmosférica: 50kPa ~ 105kPa

Conteúdo da embalagem:

- 1 termômetro infravermelho YK-IRT4
- 2 pilhas AAA de 1,5V



Retroiluminação tricolor



Ângulo adaptável



Desligamento automático



Múltiplos registros



Fácil de segurar



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP - Brazil
Tel.: +55 11 2914-9716 - Fax: +55 11 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP - Brazil
Tel.: +55 11 5573-9773 - Fax: +55 11 5549-9302
www.jgmoriya.com.br