

Aparelho de Anestesia Vital



Aparelho de Anestesia **VITAL**

**Nova opção em anestesia
Novo Design
Segurança e Versatilidade
Melhor Custo Benefício**



Móvel com três gavetas com chave, acabamento em poliuretano expandido, mesa de trabalho retrátil, rodízios de 4", prateleira superior para monitores, manômetro e válvulas reguladoras de pressão incorporadas.

ROTÂMETROS: O₂/N₂O/Ar

Escalas de O₂ de 0,2 a 10 L/min, para N₂O de 0,2 a 9,0 L/min, Ar Comprimido de 0,2 a 9,0 L/min.

Dispositivos de segurança:

- Servomático de pressão, corta automaticamente o fluxo de N₂O na ausência de O₂.
- Servomático de fluxo proporcional, que garante uma concentração mínima de 25% de O₂.
- Alarme de baixa pressão de O₂.

VENTILADOR:

Volumétrico/pressométrico, volume corrente de 10 a 1200 ml.

Controles: Volume corrente, pressão máxima inspiratória, fluxo inspiratório, tempo expiratório, alarmes para desconexão e pressão de oxigênio.

VAPORIZADOR UNIVERSAL:

Para uso dos agentes Halothane, Enflurane, Isoflurane e Sevoflurane, dois rotômetros para o fluxo de borbulhamento, com escalas de 0 a 1000 ml (baixos fluxos) e 1000 a 2000 ml (fluxos altos). Câmara de borbulhamento com capacidade para 100 ml.

FILTRO VALVULAR:

Montagem de sistemas respiratórios com absorção de CO₂. Canister com capacidade total de 1000g de cal sodada, válvulas unidirecionais, inspiratórias e expiratórias e com tampas transparentes desmontáveis. Circuito respiratório com traquéia de Silicone e balão de Silicone.

Mesa de Trabalho Retrátil



Gavetas
Conjunto com
3 gavetas deslizantes
com chave



Solicite catálogo da linha de monitorização

Reg. M.S. ANVISA10349590046



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.

Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050

Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 55 11 2914-1943

Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br - www.jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.

Unidade II - Rua da União, 377

CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP

Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

