

APEX

CPAP XT-I

Séries XT, o novo membro da família APEX chegou para cuidar de sua saúde e aliviar os sintomas das SAOS (Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono). O design leve, portátil e aerodinâmico da série XT traz conveniência e conforto para suas viagens ao redor do mundo.

- **Compacto, leve e fácil de transportar**
- **CPAP simples e econômico**
- **Visor em LCD iluminado e de fácil manuseio**
- **As configurações são mostradas constantemente na tela**
- **Última geração em equipamento silencioso**



Especificações:

Intervalo de pressão : 4-18 cmH₂O

Tempo de rampa: 0-45 min (incrementos de 5 em 5 min)

Nível de ruído: abaixo 30 db

Dimensões (C x L x A): 14,8 cm x 12,8 cm x 10 cm

Peso: 800 g

Alimentação: CA 100-240V, 50/60 Hz



XT-I com umidificador aquecido



Umidificador aquecido XT



Máscara facial



Máscara nasal



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 55 11 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br - www.jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

