

LARINGOSCÓPIOS MORIYA



Os laringoscópios Moriya possuem características exclusivas, possibilitando assim, uma perfeita entubação traqueal com visão total da laringe, em casos de difícil exposição.

Leves, de fino acabamento, cabo rosqueado, com rosca em passo grande, pino de aço substituível para pilhas pequenas e médias.

Composto de lâminas curvas e retas de aço inox, em peça única e lâmpada de alta luminosidade.



Lâmpada para laringoscópio
Cod. 901213



Lâmina Curva aço inoxidável

- 56-001-0P. - Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 0, Neonato
- 56-001-01P.- Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 1, Infantil
- 56-001-02P.- Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 2, Criança
- 56-001-03P.- Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 3, Adulto Médio
- 56-001-04P.- Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 4, Adulto Grande
- 56-001-05P.- Lâmina Mcintosh, Padrão Inglês, n.º 5, Adulto Extra Grande

Lâmina Reta aço inoxidável

- 56-031-00P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 00, Prematuro
- 56-031-0P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 0, Neonato
- 56-031-01P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 1, Infantil
- 56-031-02P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 2, Criança
- 56-031-03P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 3, Adulto Médio
- 56-031-04P. - Lâmina Miller, Padrão Inglês, n.º 4, Adulto Grande

Cabo Laringoscópio

- 56-702-01P. - Cabo Laringoscópio Convencional Pediátrico, Aço Inoxidável, 145mm
- 56-702-02P. - Cabo Laringoscópio Convencional Adulto, Aço Inoxidável, 145mm



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 55 11 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br - www.jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

