

CENTRAL SEMI-AUTOMÁTICA

CENTRAL SEMI-AUTOMÁTICA

A Central Semi-Automática Moriya foi projetada para fornecer gás sem interrupção. É muito simples a sua utilização, o operador somente deve colocar a alavanca para cima ou para baixo, mudando o lado de fornecimento da bateria de cilindros. Está disponível nos modelos para oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso ou gás carbônico.

Cod.	Descrição
900.140	Central Semi-Automática Oxigênio
900.141	Central Semi-Automática Ar Comprimido
900.142	Central Semi-Automática Óxido Nitroso / Gás Carbônico
900.133	Ramal 2 Pontos
900.134	Ramal 3 Pontos
900.135	Ramal 4 Pontos
900.136	Ramal 5 Pontos
900.137	Ramal 6 Pontos
900.143	Ramal 10 Pontos
900.144	Ramal 15 Pontos
903.313	Flexível para Oxigênio
903.323	Flexível para Ar Comprimido
903.315	Flexível para Óxido Nitroso
903.318	Flexível para Gás Carbônico



-Construção simples e robusta garante funcionamento contínuo.
-Fácil manutenção.
-Compacto.



Vista lateral



Flexível



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302
www.jgmoriya.com.br