


PAINEL MODULAR MORIYA

Painel Modular para Leitos de Apartamentos, Centros Cirúrgicos, UTI, RPA, Inalação e demais setores Hospitalares.



- Configurações e dimensões conforme a necessidade do cliente.
- Fabricados com exclusivos perfis de alumínio tratados, anodizados ou pintura epóxi a pó.
- Design arrojado e moderno, acabamento em plástico moldado de engenharia sem uso de parafusos, possui cantos arredondados, sendo facilmente instalados em qualquer tipo de parede conforme as necessidades do Hospital.
- Único que permite montagem contínua sem emendas.
- Tubulação interna de nylon em cores padronizadas para os gases.
- Tomadas elétricas, chamada de enfermeira e interruptores de iluminação.
- Assistência Técnica permanente.

Painel Modular para leitos de UTI/RPA



* Modelo fabricado para leitos de UTI/RPA/Pronto Atendimento

Trilhos e bandejas
com gaveta


Suporte e haste para soro
e bomba de infusão .
Totalmente em aço Inox

Divisões internas independentes para rede elétrica e pontos de gases

Iluminação indireta

Interruptor de iluminação

Saídas para Telefone ou rede lógica



Tampas laterais removíveis facil acesso para manutenção (sem parafusos)

Chamada emergência

Tomadas para gases conforme norma ABNT

Tomadas elétricas 110/220 V, conforme norma ABNT NBR 14136:2002

* Conforme configuração do cliente



Foto ilustrativa em leito de apartamento



Montagem continua sem limite de comprimento

Reg. M.S. ANVISA 10349599007



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302
www.jgmoriya.com.br