

Painéis Suspensos JG Moriya

Linha Delta

Unidade de trabalho giratória com prateleiras para monitores e acessórios, rede de gases e eletricidade, Hastes de soro e Bombas de Infusão

Os Painéis Giratórios Linha Delta são projetados de acordo com a necessidade e solicitação do cliente, um conceito inovador no mercado nacional e utiliza os mesmos conceitos internacionais de qualidade e tecnologia dos outros equipamentos J.G.Moriya. Os painéis podem ser confeccionadas em chapas de aço carbono, alumínio, aço inox ou perfil de alumínio. A disposição e quantidade dos pontos de gases, tomadas elétricas, suportes de soro são definidas pelo cliente; e toda essa vantagem está associada ainda ao cumprimento das normas ABNT.



Vista Frontal



Pontos de gases: corpo confeccionado em latão cromado com rosca padrão para o gás correspondente com pino de impacto, evitando vazamento fora de uso. As rosca dos pontos de gás são normatizadas de acordo com a ABNT NBR 11906:1992. A identificação dos gases é feita através de etiquetas com cores normatizadas conforme ABNT NBR 12188:2003. Tampão de PVC para proteção das rosca das conexões. Tubulação interna realizada através de mangueiras em poliuretano, devidamente identificadas pela cor conforme normas vigentes. Tomadas elétricas universal 2P+T ou tripolar, conexões internas conforme norma ABNT NBR 5410:2004 e fios de 2,5mm.

Vista Lateral
Tomadas elétricas



Delta 1100



Delta 2100



Delta Ergo



Delta Ergo Plus



Delta Ergo 4100



J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 55 11 2914-1943
Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
Unidade II - Rua da União, 377
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302
www.jgmoriya.com.br